

ENDOZIME InstruSponge™

ENDOZIME® InstruSponge™ zur
Reinigung von flexiblen Endoskopen
und kanulierten Instrumenten.



Der ENDOZIME® InstruSponge™ ist mit ENDOZIME®

AW Triple Plus® imprägniert. Der Schwamm ist an einem flexiblen Kunststoffstab, der ein leichtes Manövrieren durch komplexe interne Kanäle, Kanülen und Lumina ermöglicht, angebracht. Dies ermöglicht ein lockern und beseitigen von groben Verunreinigungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kanal-Drahtbürsten, die Kratzer an den Arbeitskanälen verursachen können, ist die Schwammspitze sehr schonend. Sobald der Schwamm in Wasser getaucht wurde, sind die Enzyme aktiviert und die Reduzierung der Keimbelastung beginnt.

- Bereit für die Reinigung! Tauchen Sie den InstruSponge™ in Wasser, um die enzymatische Schaumstoffspitze zu aktivieren
- Einfach zu benutzen! Der flexible Kunststoffstab ermöglicht eine einfache Passage durch die Kanäle
- Entwickelt für den einmaligen Gebrauch um das Risiko einer Kreuzkontamination zu verringern
- Die Schwammspitze verhindert Schäden, die häufig durch harte Borsten verursacht werden
- Im Gegensatz zu Borsten entstehen keine Spritzer beim dem Austreten aus dem Kanal
- InstruSponge™ ist mit Mehrstufigem ENDOZIME® AW Triple Plus® imprägniert

Der InstruSponge™ ist für den einmaligen Gebrauch einzeln verpackt und in verschiedenen Größen erhältlich:

Artikelnummer:	Länge:	Diameter:
RU60ESS3F	240mm	3mm
60RUJESS4F	240mm	4mm
RU60ESS5F	240mm	5mm

weitere Größen auf Anfrage erhältlich



R **RUHOF**
THE EXPERTS IN A BOTTLE

 **ascafamed**

ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: 06182-9292-10 Fax: 06182-9292-92
info@ascafamed.de www.ascafamed.de