

BEDSIDE CARE KIT

Gebrauchsfertiges Endoskopie-Kit welches grobe Verunreinigungen einschließlich synthetischer Lipide von der Endoskop-Oberfläche sowie den inneren Kanälen entfernt.

Erste Phase der Endoskop-Reinigung!

Das Kit ist für den praktischen Einsatz konzipiert. Es enthält einen mit **ENDOZIME® SLR** getränkten Schwamm um Verunreinigungen von der flexiblen/starren Außenhülle zu entfernen. Zusätzlich enthält es 500ml der fertigen enzymatischen Lösung **ENDOZIME® SLR** zum Ansaugen durch die inneren Kanäle. Das Kit bietet eine optimale Vorreinigung und verhindert das Antrocknen von Verunreinigungen bevor das Endoskop wiederaufbereitet werden kann. **ENDOZIME® SLR** ist ein enzymatisches Reinigungsmittel welches auch synthetische Lipide beseitigen kann und anschließend sich einfach abspülen lässt. Gleichzeitig entfernt es Blut, Fett, Kohlenhydrate, Stärke und Eiweiß. **ENDOZIME® SLR** Schwämme sind Sonderanfertigungen um sich optimal an den Außenkanal eines Endoskops anzupassen.



Merkmale und Vorteile des BEDSIDE-Kits:

- Die Reinigung beginnt mit Kontakt, es verhindert das Antrocknen von Verunreinigungen auf und im Endoskop, erleichtert die spätere Wiederaufbereitung.
- Entfernt grobe Verunreinigungen, einschließlich synthetischer Lipide.
- Es eignet sich sowohl für flexible als auch für starre Endoskope.
- pH-neutral, nicht abrasiv, **ENDOZIME® SLR** ist 100% biologisch abbaubar.
- Der Schwamm kann als Transportschutz für Endoskop-Köpfe genutzt werden.
- **ENDOZIME® SLR** verursacht keine Schäden an Metall, Kunststoff, Gummi, Glas oder Spiegeln.
- Jedes Kit wird einzeln für den einmaligen Gebrauch verpackt, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination verhindert wird.
- Das 500ml Kit erfüllt die Herstellerrichtlinien für die Vorreinigung von Endoskopen.

Inhalt:

ENDOZIME® SLR Schwamm – geformter Schwamm zur Reinigung der Außenhülle
ENDOZIME® SLR – 500ml verdünntes enzymatisches Reinigungsmittel



Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RU500PO-1 1 Stück à 500ml
Art.-Nr.: 60RU500PO-24 1 Karton = 24 Stück à 500ml



ascafamed GmbH, Eifelstr. 2, 63533 Mainhausen
Tel.: +49 (0) 6182 929210 Fax: +49 (0) 6182 929292
info@ascafamed.de www.ascafamed.de

ANWENDUNG:

1. Wischen Sie unmittelbar nach dem Eingriff mit dem in Endozime SLR eingeweichtem Schwamm über die Außenseite des Endoskops.
2. Legen Sie das distale Ende des Endoskops in den Kanister und saugen Sie die enzymatische Endozime SLR-Lösung 30 Sekunden lang durch den Biopsie / Absaugkanal.
3. Spülen Sie Wasser und Luft gemäß den Anweisungen des Endoskopherstellers in den Luft- / Wasserkanal.
4. Der Schwamm/Kanister sollte im Abfallbehälter entsorgt werden. Verwenden Sie keine leeren Behälter für andere Zwecke.