

SPONGE

Anatomisch geformter Schwamm zum Reinigen und Pflegen Ihrer Endoskope

Dieser Schwamm wurde speziell für die Entfernung grober Verunreinigungen vor der eigentlichen Aufbereitung entworfen und ist daher mit **ENDOZIME®** getränkt. Somit beginnt die Reinigung sofort nach der Anwendung. Die spezielle Form erleichtert das Reinigen der Außenhülle.

ENDOZIME® Schwämme sind entworfen worden um eine schnellere und gründlichere Reinigung von Endoskopen, flexiblen Fiberoptiken oder röhrenförmigen medizinischen Instrumenten zu leisten.



Hier sind einige Merkmale und Vorteile dieser Schwämme:

Einfach zu benutzen – speziell entworfen für Endoskope und andere röhrenförmige Instrumente.

Komfortabel und sicher – jeder **ENDOZIME®** Schwamm ist einzeln verpackt.

ENDOZIME® ist ein im Krankenhaus bewährtes Reinigungsmittel – es entfernt organische und proteinhaltige Materialien sicher und effektiv.

Erhöht die Effektivität der manuellen Reinigung – die schnelle und einfache Anwendung ermöglicht Ihnen die Entfernung von grobem Schmutz bevor dieser angetrocknet ist.

Beeinträchtigt nicht die empfindlichen endoskopischen Teile, wie Linsen, Leuchten oder Luft/Wasser-Düsen.



Verfügbar in:

Art.-Nr.: 60RUSPONGE-25

1 Karton mit 25 Stück